

Знаете ли вы...

МНОГИЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ, А ПОЧЕМУ НУЖНО СДАВАТЬ КРОВЬ ИМЕННО ИЗ ВЕНЫ, А НЕ ИЗ ПАЛЬЦА. НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ ПОПРОСИЛИ ОТВЕТИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ «СИТИЛАБ» В Г. ЛЕСНОМ.

Почему мы сдаём кровь из вены, а не из пальца?

7 интересных фактов

СИТИЛАБ

1. Безболезненно. Для многих людей прокол пальца при взятии капиллярной крови может быть весьма болезненным. Особенно это касается маленьких детей. А вот взятие венозной крови менее ощутимо. Особенно, если используются специальные системы для взятия крови.

2. Удобно. Все иглы для взятия венозной крови обработаны силиконом, так что взятие с помощью вакуумной системы занимает менее минуты. При сборе капиллярной крови, особенно у детей сложно добиться правильной фиксации пальца из-за подвижности ребёнка, что препятствует правильному спокойному току крови, удлинняя процедуру.

3. Безопасно. При взятии крови из вены накладывается фиксированная асептическая повязка, защищающая рану от проникновения инфекции вне стен лаборатории. Вы и ваш ребёнок всегда под защитой!

4. Атравматично. У детей первого года жизни прокол пальца lancетом несёт высокий риск повреждения надкостницы и развития остеомиелита в дальнейшем. Взятие венозной крови атравматично для пациентов любого возраста.

5. Качественно. Венозная кровь хранится дольше капиллярной крови. Кроме этого, в «СИТИЛАБ» весь собранный биоматериал сохраняется 7 дней, что позволяет сделать до-заказ исследований, если это необходимо.

6. Достоверно. Исследование венозной крови даёт более достоверные результаты. Полученная из пальца кровь представляет собой смесь крови из капилляров (артериол, венул) и тканевой жидкости, что ведёт к ограничению точности результатов и плохой воспроизводимости (результаты, полученные с интервалом во времени в разных лабораториях, могут существенно отличаться).

7. Надёжно. Вероятность отбраковки пробы с венозной кровью сведена к минимуму, так как образец хранится в пробирке. При взятии капиллярной крови образова-

ние микросгустков из-за попадания тромбопластина велико. Это делает образец непригодным для исследования и требует повторной процедуры, психологически перенести которую бывает сложно.

«СИТИЛАБ» — качество, надёжность, профессионализм

Процедура взятия крови для многих является не самой приятной. Понимая это, специалисты «СИТИЛАБ» выбрали лучшие технологии, представленные на рынке лабораторных услуг. Для взятия крови из вены используются стерильные одноразовые вакуумные системы

мирового лидера компании «Бектон Дикинсон». Они позволяют собрать биоматериал для исследования быстро, безболезненно, предотвращая риск заражения вирусными гепатитами, ВИЧ, гарантируя наивысшее качество диагностики.

Вы можете сдать кровь не только в медицинском центре «СИТИЛАБ», но и, что важно для многих, прямо на дому! Всё, что для этого нужно, это вызвать бригаду медсестёр и оформить услугу «Выезд на дом». Это будет удобно мамам в декрете, родителям маленьких детей, людям с напряжённым рабочим графиком, пожилым и инвалидам. Процедура проходит быстро и безболезненно, ведь в команде «СИТИЛАБ» работают медсестры с профильным образованием. Отдельного упоминания заслуживают детские медсестры, они имеют многолетний опыт работы и общения с малышами, умеют устанавливать особый тёплый контакт с ребёнком. Кстати, в конце все маленькие пациенты получают почётную грамоту за смелость!

Получить консультацию об услугах медицинского центра «СИТИЛАБ» можно по телефону 8-800-100-363-0.

Вызвать бригаду на дом для сдачи анализов можно по телефонам: 8 (343) 286-10-30, 8 922 029-29-84.

Адрес медицинского центра: г. Лесной, ул. Ленина, д. 60.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! ☺

Лицензия №ЛО-66-01-004368 от 16 ноября 2016 года.

СДАЙТЕ АНАЛИЗЫ НА ДОМУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЗНАЧКИ 9-81-06



Издательский дом «Резонанс», Нижняя Тура, Свердловла, 135 (район центральной Вахты).

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ФОТО ОБОИ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «РЕЗОНАНС»
НИЖНЯЯ ТУРА, СВЕРДЛОВА, 135.
9-81-06 (РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВАХТЫ)

ДИВАН - КРОВАТЬ
ЦЕНТР МЕБЕЛЬНЫХ РАСПРОДАЖ

МЕБЕЛЬ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Нижняя Тура,
Декабристов, 3, ТД «О'Кей»
Телефон: +7-903-078-47-88

КРУЖКИ С ВАШИМИ НАДПИСЯМИ И РИСУНКАМИ
9-81-06



ИД «Резонанс», Н. Тура, Свердловла, 135
(район центральной Вахты)

ПЕЧАТАЕМ ЧЕРТЕЖИ ЛЮБЫХ ФОРМАТОВ

9-81-06

требования к файлам:

- форматы «tiff» или «jrg»
- разрешение — 300 ppi

ИД «Резонанс», Н. Тура, Свердловла, 135
(район центральной Вахты)